



Description d'article

Numéro de commande	65.718
Description d'article	Couvercle pour tube à échantillon 73.666, naturel, longueur : 8 mm, matériau : LD-PE, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	Bouchon coiffant
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tube à échantillon 73.666

Dimensions

Longueur du produit	8 mm
---------------------	------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	360000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0006 kg
Poids du carton	6.97 kg
Code EAN de la boîte	4038917083669
Code EAN du carton d'emballage	4038917002561

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

