



Description d'article

Numéro de commande	73.1053
Description d'article	Cupule pour tubes, convient à tubes et S-Monovette® Ø 16 mm, matériau : PS, longueur : 23,5 mm, transparent, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	tubes et S-Monovette® Ø 16 mm
Forme du fond	fond conique à jupe

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	11 mm
Longueur du produit	23.5 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 2000
pièces / pallet 156000
Profondeur du carton 428 mm
Largeur du carton 323 mm
Hauteur du carton 130 mm
Volume du carton 0.018 cbm
Poids du produit 0.0009 kg
Poids du carton 2.26 kg
Code EAN de la boîte 4038917085168
Code EAN du carton
d'emballage 4038917003841

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

