



Description d'article

Numéro de commande	73.641
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur automatisé, matériau : PS, 1,5 ml, (L x Ø) : 24 x 14 mm, transparent, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur automatisé
Forme du fond	fond conique

Dimensions

Volume max.	1.5 ml
Diamètre	14 mm
Diamètre de l'ouverture	8 mm
Hauteur du produit	24 mm
Longueur du produit	24 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	210000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	5.37 kg
Code EAN de la boîte	4038917083072
Code EAN du carton d'emballage	4038917002042

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

