



Description d'article

Numéro de commande	73.646
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur automatisé, matériau : PS, 3.5 ml, (L x Ø) : 38 x 14 mm, transparent, 1000 pièce(s)/carton intérieur
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de système de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur automatisé
Forme du fond	fond conique

Dimensions

Volume max.	3,5 ml
Diamètre	14 mm
Diamètre de l'ouverture	8 mm
Hauteur du produit	38 mm
Longueur du produit	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE CE
Numéro de lot ou de série oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur carton intérieur
pièces / boîte 1000
pièces / carton 5000
pièces / pallet 120000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 415 mm
Volume du carton 0,0657 cbm
Poids du produit 0,0018 kg
Poids du carton 9,62 kg
Code EAN de la boîte 4038917083096
Code EAN du carton d'emballage 4038917002066

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

