



Description d'article

Numéro de commande	73.646
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur automatisé, matériau : PS, 3,5 ml, (L x Ø) : 38 x 14 mm, transparent, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur automatisé
Forme du fond	fond conique

Dimensions

Volume max.	3.5 ml
Diamètre	14 mm
Diamètre de l'ouverture	8 mm
Hauteur du produit	38 mm
Longueur du produit	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	120000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	415 mm
Volume du carton	0.0657 cbm
Poids du produit	0.0018 kg
Poids du carton	9.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917083096
Code EAN du carton d'emballage	4038917002066

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

