



Description d'article

Numéro de commande	73.650.500
Description d'article	Tube à échantillon, convient à compteur Coulter, bouchon séparé, matériau : PS, (L x Ø) : 60 x 34 mm, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	compteur Coulter
Forme du fond	fond plat

Dimensions

Diamètre	34 mm
Diamètre de l'ouverture	12 mm
Longueur du produit	60 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	18000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0077 kg
Poids du carton	4.51 kg
Code EAN de la boîte	4038917157841
Code EAN du carton d'emballage	4038917157834

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

