



### **Description d'article**

Numéro de commande	73.666
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur Hitachi, matériau : PS, (L x Ø) : 38 x 17 mm, transparent, 5000 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de système de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur Hitachi
Forme du fond	fond conique

### **Dimensions**

Diamètre	17 mm
Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur du produit	38 mm
Longueur du produit	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Produit conforme à DDM ou à DIV Produit de diagnostic in vitro  
Certifié CE CE  
Numéro de lot ou de série oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 5000  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 150000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 340 mm  
Volume du carton 0,0539 cbm  
Poids du produit 0,0017 kg  
Poids du carton 9,3 kg  
Code EAN de la boîte 4038917083225  
Code EAN du carton d'emballage 4038917002172

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

