



Description d'article

Numéro de commande	73.667
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur AXSYM Abbott, matériau : PS, 2,5 ml, (L x Ø) : 53 x 12 mm, transparent, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	analyseur AXSYM Abbott
Forme du fond	fond conique

Dimensions

Volume max.	2.5 ml
Diamètre	12 mm
Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur du produit	53 mm
Longueur du produit	53 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2500
pièces / pallet	90000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	265 mm
Volume du carton	0.042 cbm
Poids du produit	0.0025 kg
Poids du carton	6.78 kg
Code EAN de la boîte	4038917083232
Code EAN du carton d'emballage	4038917002189

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

