



Description d'article

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande | 73.680 |
| Description d'article | Mini-flacon, bouchon séparé, matériau : HD-PE, 6 ml, (L x Ø) : 56 x 15 mm, blanc, 1 000 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.17 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|---------------|
| Graduation | non |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond plat |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------|
| Volume max. | 6 ml |
| Diamètre | 15 mm |
| Diamètre de l'ouverture | 13 mm |
| Hauteur du produit | 56 mm |
| Longueur du produit | 56 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du produit | blanc |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | blanc |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | non |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 2000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 1000 |
| pièces / carton | 2000 |
| pièces / pallet | 48000 |
| Profondeur du carton | 570 mm |
| Largeur du carton | 215 mm |
| Hauteur du carton | 370 mm |
| Volume du carton | 0.0453 cbm |
| Poids du produit | 0.0033 kg |
| Poids du carton | 7.4 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917083348 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917002288 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

