



Description d'article

Numéro de commande	86.1509
Description d'article	Tube, convient à test Coombs, matériau : verre, (L x Ø) : 75 x 11,5 mm, transparent, 294 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Domaine d'application	Test de Coombs
Compatible avec	test Coombs
Forme du fond	fond rond

Dimensions

Diamètre	11.5 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit verre
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2352
Type d'emballage intérieur pile
pièces / boîte 2352
pièces / carton 2352
pièces / pallet 56448
Volume du carton 0.0389 cbm
Poids du produit 0.0038 kg
Poids du carton 11.22 kg
Code EAN de la boîte 4038917086783
Code EAN du carton d'emballage 4038917072366

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

