



Spécification de produit
Bechers à usage médical, 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37
mm, gradué(e), PP, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.1337.500
Description d'article	Bechers à usage médical, volume de travail max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, Ø orifice : 37 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, 75 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	30 ml

Dimensions

Volume nominal	30 ml
Diamètre	37 mm
Diamètre de l'ouverture	37 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	40 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Bechers à usage médical, 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37
mm, gradué(e), PP, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3750
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	3750
pièces / carton	3750
pièces / pallet	180000
Profondeur du carton	190 mm
Largeur du carton	390 mm
Hauteur du carton	390 mm
Volume du carton	0.0289 cbm
Poids du produit	0.0015 kg
Poids du carton	6 kg
Code EAN de la boîte	4038917127721
Code EAN du carton	4042836001994
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT