



Spécification de produit
Flacon avec bouchon à vis, 100 ml, PP,
transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.1354.001
Description d'article	Flacon avec bouchon à vis, recueil et conservation d'urine, volume de travail max. : 100 ml, Ø orifice : 58 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon : vert, bouchon séparé, 25 unités empilées, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	100 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Flacon avec bouchon à vis, 100 ml, PP,
transparent

Page 2

Dimensions

Volume nominal	100 ml
Volume max.	100 ml
Diamètre de l'ouverture	58 mm
Longueur avec bouchon	73 mm
Longueur sans bouchon	71 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	12000
Profondeur du carton	600 mm
Largeur du carton	330 mm
Hauteur du carton	400 mm
Volume du carton	0.0778 cbm
Poids du produit	0.0115 kg
Poids du carton	7.64 kg
Code EAN de la boîte	4038917247801
Code EAN du carton d'emballage	8052109529632

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT