



Spécification de produit
Gobelet de prélèvement d'urine, 500 ml, (Ø x h) :
80 x 148 mm, PP, naturel

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.1356
Description d'article	Gobelet de prélèvement d'urine, recueil et conservation d'urine, volume de travail max. : 500 ml, (Ø x h) : 80 x 148 mm, Ø orifice : 80 mm, naturel, matériau : PP, 250 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	500 ml

Dimensions

Volume nominal	500 ml
Volume max.	500 ml
Diamètre	80 mm
Diamètre de l'ouverture	80 mm
Hauteur du produit	148 mm
Longueur sans bouchon	148 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Gobelet de prélèvement d'urine, 500 ml, (Ø x h) :
80 x 148 mm, PP, naturel

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	250
pièces / carton	250
pièces / pallet	5000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0654 cbm
Poids du produit	0.03 kg
Poids du carton	8.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917086318
Code EAN du carton d'emballage	4038917072984

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-28

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT