



Spécification de produit
Gobelet de recueil des urines, 75 ml, (Ø x h) : 65 x 48 mm, PP, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.1437.100
Description d'article	Gobelet de recueil des urines, volume de travail max. : 75 ml, (Ø x h) : 65 x 48 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	75 ml

Dimensions

Volume nominal	75 ml
Volume max.	75 ml
Diamètre	65 mm
Hauteur du produit	48 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Gobelet de recueil des urines, 75 ml, (Ø x h) : 65 x 48 mm, PP, transparent

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
pièces / boîte	25
pièces / carton	1000
pièces / pallet	28000
Volume du carton	0.065 cbm
Poids du produit	0.0092 kg
Poids du carton	9.65 kg
Code EAN de la boîte	4038917129138
Code EAN du carton d'emballage	4038917074711

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

