



Description d'article

Numéro de commande	75.560.901
Description d'article	Becher de recueil des urines, volume de travail max. : 100 ml, (Ø x h) : 73 x 100 mm, blanc, matériau : PS

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Volume de travail	100 ml

Dimensions

Volume nominal	100 ml
Diamètre	73 mm
Hauteur du produit	100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Becher de recueil des urines, 100 ml, (Ø x h) : 73 x 100 mm, PS, blanc

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2500
pièces / boîte 100
pièces / carton 2500
pièces / pallet 90000
Volume du carton 0,0762 cbm
Poids du produit 0,0028 kg
Poids du carton 8,16 kg
Code EAN de la boîte 4038917318198
Code EAN du carton 4038917318181
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-10-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT