



Description d'article

Numéro de commande	75.9924.522
Description d'article	Bechers à usage médical, volume de travail max. : 50 ml, (L x Ø) : 54 x 55 mm, Ø orifice : 55,4 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Domaine d'application	Administration de médicaments
Exemple d'utilisation	Administration orale de médicament sous forme liquide ou de comprimé
Volume de travail	50 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Volume nominal	50 ml
Volume max.	50 ml
Diamètre	55 mm
Diamètre de l'ouverture	55,4 mm
Hauteur du produit	54 mm
Longueur du produit	54 mm
Longueur sans bouchon	55.4 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	500
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	80000
Profondeur du carton	271 mm
Largeur du carton	224 mm
Hauteur du carton	158 mm
Volume du carton	0.0099 cbm
Poids du carton	3 kg
Code EAN de la boîte	4038917352949
Code EAN du carton d'emballage	4038917352932

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

