



### **Description d'article**

Numéro de commande	76.571.001
Description d'article	Couvercle à pression, pour bécher de 100 ml 75.570.001, matériau : PET, transparent, 50 pièce(s)/sachet tubulaire

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec	bécher de 100 ml 75.570.001

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Couvercle à pression, pour béccher de 100 ml**  
**75.570.001, PET, transparent**

**Page 2**

**Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	50
pièces / carton	1000
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton	375 mm
Largeur du carton	295 mm
Hauteur du carton	315 mm
Volume du carton	0.0348 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	1.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917974462
Code EAN du carton d'emballage	4038917974479

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-09

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**