



Spécification de produit
Monovette® LCR, 10 ml, bouchon bleu, (L x Ø) :
102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister

Page 1

Description d'article

Numéro de commande	10.252.027
Description d'article	Monovette® LCR, volume nominal : 10 ml, sans additif, recueil et conservation d'échantillons de diagnostic, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon bleu, avec étiquette papier, "Liquor/Cerebrospinal Fluid", stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	bleu
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Exemple d'utilisation	LCR, prélèvement, transport et stockage de LCR
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Raccord	Luer (m)

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	bleu
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® LCR, 10 ml, bouchon bleu, (L x Ø) :
102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister

Page 2

Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	13500
Profondeur du carton intérieur	351 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	778 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0077 kg
Poids du carton	5.46 kg
Code EAN de la boîte	4038917104487
Code EAN du carton d'emballage	4038917040334

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT