



Description d'article

Numéro de commande	14.1217
Description d'article	Haemo-Diff® , sans étaleur, Pour l'obtention de frottis sanguins, 500 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Version	sans étaleur
Domaine d'application	Frottis sanguin

Dimensions

Longueur du produit	26.5 mm
---------------------	---------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Styrène-butadiène (SB)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	648000
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	0.81 kg
Code EAN de la boîte	4038917085823
Code EAN du carton	4038917004459
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

