




### **Description d'article**

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 14.1218                                                                               |
| Description d'article | Haemo-Diff® , avec étaleur, Pour l'obtention de frottis sanguins, 500 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.11                                                                                 |

### **Caractéristiques du produit**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Version               | avec étaleur    |
| Domaine d'application | Frottis sanguin |
| Raccord               | S-Monovette®    |

### **Dimensions**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur du produit | 21 mm |
|---------------------|-------|

### **Matériau et coloris**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Matériau du produit | Polystyrène (PS) |
| Couleur du produit  | transparent      |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                                              oui

Conditionnement

Minimum order qty.                      2000  
Type d'emballage intérieur              carton  
pièces / boîte                              500  
pièces / carton                              2000  
pièces / pallet                              216000  
Profondeur du carton intérieur        191 mm  
Largeur du carton intérieur            129 mm  
Hauteur du carton intérieur            129 mm  
Profondeur du carton                    398 mm  
Largeur du carton                        268 mm  
Hauteur du carton                        150 mm  
Volume du carton                        0.016 cbm  
Poids du produit                         0.0013 kg  
Poids du carton                          3.27 kg  
Code EAN de la boîte                    4038917085830  
Code EAN du carton                    4038917004466  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

