



Description d'article

Numéro de commande 73.834.001
Description d'article Bille d'acier pour coagulomètre KC Amelung (macro), gris

Caractéristiques du produit

Compatible avec coagulomètre KC Amelung (macro)

Matériau et coloris

Couleur du produit gris

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
pièces / boîte 1000
pièces / carton 50000
pièces / pallet 5400000
Profondeur du carton 308 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Bille d'acier pour coagulomètre KC Amelung
(macro)

Page 2

Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0,0134 cbm
Poids du produit	0,0001 kg
Poids du carton	7,15 kg
Code EAN de la boîte	4038917121682
Code EAN du carton d'emballage	4038917017930

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-11-29

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT