



Spécification de produit
Cupule et bille, convient à coagulomètre KC
Amelung (macro), transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	73.834
Description d'article	Cupule et bille, convient à coagulomètre KC Amelung (macro), matériau : PS, longueur : 23 mm, transparent, 1.000 cuves/sachet et 1.000 billes d'acier/flacon
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	coagulomètre KC Amelung (macro)
Forme du fond	fond plat

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	10 mm
Longueur du produit	23 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Cupule et bille, convient à coagulomètre KC
Amelung (macro), transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	216000
Profondeur du carton	308 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0134 cbm
Poids du produit	0.0008 kg
Poids du carton	1.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917084321
Code EAN du carton d'emballage	4038917003186

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-23

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT