



## Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube plat, PP, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	60.611.311
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube plat, marron, matériau : PP, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet, 1 000 pièce(s)/carton

### Caractéristiques du produit

Opacité aux U.V.	oui
Forme du fond	double fond conique, fond du tube plat
Volume de travail	5 ml
Forme du tube interne	conique

### Dimensions

Diamètre	15.3 mm
Hauteur du produit	92 mm
Longueur du produit	92 mm
Longueur sans bouchon	92 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2025-05-23

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube plat, PP, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### Pureté et certification

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	30000
Volume du carton	0.046 cbm
Poids du produit	0.004 kg
Poids du carton	4.55 kg
Code EAN de la boîte	4038917367943
Code EAN du carton d'emballage	4038917367936

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2025-05-23

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**