



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.163
Description d'article	Bouchon à vis, matériau : HD-PE, naturel, pour tubes 75 x 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tubes 75 x 13 mm
-----------------	------------------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	210000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0396 cbm
Poids du produit	0.0014 kg
Poids du carton	7.45 kg
Code EAN de la boîte	4038917272223
Code EAN du carton d'emballage	4038917272216

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

