



Description d'article

Numéro de commande	65.590
Description d'article	Bouchon à vis, compatible avec conteneur d'expédition réfrigéré

Caractéristiques du produit

Compatible avec	conteneur d'expédition réfrigéré
-----------------	----------------------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	2000
pièces / pallet	80000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	388 mm
Hauteur du carton	225 mm
Volume du carton	0.0374 cbm
Poids du produit	0.0024 kg
Poids du carton	5.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917082723
Code EAN du carton	4038917001762
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

