



Description d'article

Numéro de commande	95.1625
Description d'article	Conteneur d'expédition réfrigéré, flamand

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	rouge
Domaine d'application	Expédition réfrigérée
Matériau absorbant	non

Dimensions

Largeur du produit	71 mm
Hauteur du produit	170 mm
Longueur du produit	140 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Satisfait les exigences	P 650, ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	6
pièces / pallet	648
Profondeur du carton	308 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0134 cbm
Poids du produit	0.3448 kg
Poids du carton	2.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917087261
Code EAN du carton d'emballage	4038917005722

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

