



Description d'article

Numéro de commande	95.902
Description d'article	Emballage de transport de la Poste, application, par ex. : emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR, version plate, (L x l x h) : 220 x 170 x 40 mm, pour échantillons de diagnostic, comprend 1 à 4 tubes/flacons d'expédition jusqu'à un diamètre de 30 mm, Poche de film mousse jointe, 50 pièce(s)/carton
UN identification	oui
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	noir
Version	version plate
Exemple d'utilisation	emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR
Compatible avec	échantillons de diagnostic

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	170 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	220 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	marron

Pureté et certification

Satisfait les exigences	P 650, ADR, IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	50
pièces / pallet	2400
Profondeur du carton	488 mm
Largeur du carton	401 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.0284 cbm
Poids du produit	0.0679 kg
Poids du carton	3.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917084574
Code EAN du carton d'emballage	4038917069854

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

