



## Description d'article

Numéro de commande	95.903
Description d'article	Emballage de transport de la Poste, application, par ex. : emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR, (L x l x h) : 192 x 146 x 75 mm, pour conteneur d'expédition réfrigéré
UN identification	oui
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	noir
Exemple d'utilisation	emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR
Compatible avec	conteneur d'expédition réfrigéré

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Dimensions**

Largeur du produit	146 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	192 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	P 650, IATA, ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
pièces / boîte	50
pièces / carton	50
pièces / pallet	1650
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	513 mm
Hauteur du carton	115 mm
Volume du carton	0,0323 cbm
Poids du produit	0,0782 kg
Poids du carton	4,54 kg
Code EAN de la boîte	4038917084581
Code EAN du carton d'emballage	4038917079594

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

