



## Description d'article

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 95.995                                     |
| Description d'article | Conteneur d'expédition réfrigéré, allemand |

## Caractéristiques du produit

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Étiquette/ Impression        | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | rouge      |
| Matériau absorbant           | non        |

## Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit  | 71 mm  |
| Hauteur du produit  | 170 mm |
| Longueur du produit | 140 mm |

## Matériau et coloris

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Matériau du produit | Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
| Couleur du produit  | blanc                                 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Pureté et certification**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Satisfait les exigences | P 650, ADR                     |
| Catégorie de produit    | Aucun dispositif médical   DIV |
| Alloti                  | oui                            |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 6             |
| pièces / boîte                    | 1             |
| pièces / carton                   | 6             |
| pièces / pallet                   | 648           |
| Profondeur du carton              | 308 mm        |
| Largeur du carton                 | 223 mm        |
| Hauteur du carton                 | 195 mm        |
| Volume du carton                  | 0,0134 cbm    |
| Poids du produit                  | 0,3448 kg     |
| Poids du carton                   | 2,3 kg        |
| Code EAN de la boîte              | 4038917084901 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917003667 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

