



Description d'article

Numéro de commande	95.1720.011
Description d'article	Mallette de transport I 50, caisson de transport pour le transport interne avec portoirs, (L x l x h) : 270 x 170 x 215 mm
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	caisson de transport pour le transport interne avec portoirs
Forme du tube interne	forme carrée

Dimensions

Largeur du produit	170 mm
Hauteur du produit	215 mm
Longueur du produit	270 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences TRBA 100
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 108
Profondeur du carton 308 mm
Largeur du carton 223 mm
Hauteur du carton 195 mm
Volume du carton 0.0134 cbm
Poids du produit 1.072 kg
Poids du carton 1.34 kg
Code EAN de la boîte 4038917159951
Code EAN du carton
d'emballage 4038917159944

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

