



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 95.1720.011 |
| Description d'article | Mallette de transport I 50, caisson de transport pour le transport interne avec portoirs, (L x l x h) : 270 x 170 x 215 mm |
| Code NACRES | NB.12 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|--|
| Version | caisson de transport pour le transport interne avec portoirs |
| Forme du tube interne | forme carrée |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit | 170 mm |
| Hauteur du produit | 215 mm |
| Longueur du produit | 270 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences TRBA 100
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 108
Profondeur du carton 308 mm
Largeur du carton 223 mm
Hauteur du carton 195 mm
Volume du carton 0.0134 cbm
Poids du produit 1.072 kg
Poids du carton 1.34 kg
Code EAN de la boîte 4038917159951
Code EAN du carton
d'emballage 4038917159944

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

