



Description d'article

Numéro de commande	95.1725
Description d'article	Poche réfrigérante, sans élément de réfrigération, (L x l) : 205 x 115 mm, matériau : PL, pour élément de réfrigération standard, 12 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	sans élément de réfrigération
Compatible avec	élément de réfrigération standard

Dimensions

Largeur du produit	115 mm
Longueur du produit	205 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	polyester (PL)
---------------------	----------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 12
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 12
pièces / carton 12
pièces / pallet 1980
Profondeur du carton 338 mm
Largeur du carton 228 mm
Hauteur du carton 120 mm
Volume du carton 0.0092 cbm
Poids du produit 0.4419 kg
Poids du carton 5.5 kg
Code EAN de la boîte 4038917087568
Code EAN du carton 4038917068376
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

