



### **Description d'article**

Numéro de commande	78.9925.417
Description d'article	Conteneur d'expédition, (L x l) : 104,4 x 104,4 mm, Ø orifice : 98 mm, bouchon assemblé, bouchon : rouge

### **Caractéristiques du produit**

Domaine d'application	Transport d'échantillons de diagnostic
Matériau absorbant	non

### **Dimensions**

Diamètre	104.4 mm
Diamètre de l'ouverture	98 mm
Largeur du produit	104.4 mm
Longueur du produit	104.4 mm
Longueur avec bouchon	207 mm
Longueur utile	181 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Conteneur d'expédition, longueur : 104,4 mm, Ø**  
**orifice : 98 mm, bouchon assemblé**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit carton  
Couleur du bouchon rouge

**Pureté et certification**

Sans latex oui  
Apyrogène non  
Fiche de données de sécurité non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 50  
pièces / boîte 50  
pièces / carton 50  
pièces / pallet 600  
Profondeur du carton 528 mm  
Largeur du carton 465 mm  
Hauteur du carton 526 mm  
Volume du carton 0.1283 cbm  
Poids du carton 4.8 kg  
Code EAN de la boîte 4038917155519  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917039420

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**