



Spécification de produit
Emballage de transport, LabMailer Small, avec
matériau absorbant, longueur : 82 mm, Ø orifice :
78 mm, bouchon assemblé

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	78.9925.418
Description d'article	Emballage de transport, LabMailer Small, avec matériau absorbant, (L x l) : 82 x 82 mm, Ø orifice : 78 mm, bouchon assemblé, bouchon : rouge

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transport d'échantillons de diagnostic
Matériau absorbant	oui

Dimensions

Diamètre	82 mm
Diamètre de l'ouverture	78 mm
Largeur du produit	82 mm
Longueur du produit	82 mm
Longueur avec bouchon	179 mm
Longueur utile	153 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Emballage de transport, LabMailer Small, avec
matériau absorbant, longueur : 82 mm, Ø orifice :
78 mm, bouchon assemblé

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit carton
Couleur du bouchon rouge

Pureté et certification

Sans latex oui
Apyrogène non
Fiche de données de sécurité non

Conditionnement

Minimum order qty. 50
pièces / boîte 50
pièces / carton 50
pièces / pallet 1600
Volume du carton 0.0692 cbm
Poids du carton 11 kg
Code EAN de la boîte 4038917155526
Code EAN du carton
d'emballage 4038917039437

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT