



Description d'article

Numéro de commande	86.974
Description d'article	Enveloppe d'expédition, matériau : PE, transparent, (L x l) : 440 x 320 mm, 300 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Matériau absorbant	non
--------------------	-----

Dimensions

Largeur du produit	320 mm
Longueur du produit	440 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	300
pièces / carton	300
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	295 mm
Largeur du carton	320 mm
Hauteur du carton	395 mm
Volume du carton	0.0373 cbm
Poids du produit	0.045 kg
Poids du carton	14.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917084758
Code EAN du carton d'emballage	4038917003537

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

