



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 86.9925.424 |
| Description d'article | Sachet pour échantillon, (L x l) : 260 x 160 mm, matériau : LD-PE, transparent, épaisseur de film : 40 µm, impression Danger biologique, 100 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'application | Transport d'échantillons de diagnostic |
|-----------------------|--|

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit | 160 mm |
| Longueur du produit | 260 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du produit | transparent |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans latex | oui |
| Apyrogène | non |
| Fiche de données de sécurité | non |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 2000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 2000 |
| pièces / pallet | 96000 |
| Profondeur du carton | 428 mm |
| Largeur du carton | 358 mm |
| Hauteur du carton | 234 mm |
| Volume du carton | 0.0357 cbm |
| Poids du carton | 13.3 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917155557 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917040129 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

