



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.978
Description d'article	Enveloppe d'expédition, matériau : PE, (L x l) : 230 x 300 mm, avec fermeture adhésive de 50 mm, épaisseur de film : 0,045 mm, 100 pièce(s)/carton

### **Caractéristiques du produit**

Version	avec fermeture adhésive de 50 mm
Matériau absorbant	non

### **Dimensions**

Largeur du produit	300 mm
Longueur du produit	230 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
---------------------	-------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit            Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                                    non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                1000  
Type d'emballage intérieur        carton  
pièces / boîte                        100  
pièces / carton                        1000  
pièces / pallet                        56000  
Profondeur du carton                290 mm  
Largeur du carton                    145 mm  
Hauteur du carton                    400 mm  
Volume du carton                    0.0168 cbm  
Poids du produit                      0.0057 kg  
Poids du carton                        6.12 kg  
Code EAN de la boîte                4038917224178  
Code EAN du carton                4038917224161  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

