



Description d'article

Numéro de commande	65.678
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec réipients d'expédition 114 x 44 mm, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Compatible avec	réipients d'expédition 114 x 44 mm

Dimensions

Longueur du produit	15 mm
---------------------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, naturel, compatible avec
réipients d'expédition 114 x 44 mm

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 250
pièces / pallet 16500
Profondeur du carton 438 mm
Largeur du carton 268 mm
Hauteur du carton 155 mm
Volume du carton 0.0182 cbm
Poids du produit 0.0052 kg
Poids du carton 1.61 kg
Code EAN de la boîte 4038917083324
Code EAN du carton
d'emballage 4038917002264

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-08

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT