



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 65.679 |
| Description d'article | Bouchon à vis, naturel, compatible avec réipients d'expédition 126 x 30 mm, 50 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.17 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Domaine d'application | Expédition d'échantillons |
| Compatible avec | réipients d'expédition 126 x 30 mm |

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur du produit | 20 mm |
|---------------------|-------|

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | naturel |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, naturel, compatible avec
réipients d'expédition 126 x 30 mm

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 250
pièces / pallet 41250
Profondeur du carton 338 mm
Largeur du carton 228 mm
Hauteur du carton 120 mm
Volume du carton 0.0092 cbm
Poids du produit 0.0035 kg
Poids du carton 1.1 kg
Code EAN de la boîte 4038917083331
Code EAN du carton
d'emballage 4038917002271

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT