

Spécification de produit Bouchon à vis, naturel, compatible avec récipients d'expédition 126 x 30 mm

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 65.731

Description d'article Bouchon à vis, naturel, compatible avec récipients

d'expédition 126 x 30 mm, version allongée, 50

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application Expédition d'échantillons

Compatible avec récipients d'expédition 126 x 30 mm

Dimensions

Longueur du produit 23 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-04-24

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Bouchon à vis, naturel, compatible avec récipients d'expédition 126 x 30 mm

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 250 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 50 pièces / carton 250 pièces / pallet 41250 Profondeur du carton 338 mm Largeur du carton 228 mm Hauteur du carton 120 mm Volume du carton 0.0092 cbm Poids du produit 0.0035 kg Poids du carton 1.14 kg

Code EAN de la boite 4038917083799 Code EAN du carton 4038917002684

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

