



Description d'article

Numéro de commande	78.671
Description d'article	Matériau absorbant, compatible avec conteneur d'expédition réfrigéré, (L x l) : 80 x 55 mm, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Expédition d'échantillons, boîtes à déchets Multi-Safe
Compatible avec	conteneur d'expédition réfrigéré

Dimensions

Largeur du produit	55 mm
Longueur du produit	80 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit cellulose

Pureté et certification

Catégorie de produit non réglementé
Certifié CE pas de marquage CE
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 100
pièces / carton 2500
pièces / pallet 270000
Profondeur du carton 383 mm
Largeur du carton 193 mm
Hauteur du carton 190 mm
Volume du carton 0.014 cbm
Poids du produit 0.0009 kg
Poids du carton 2.57 kg
Code EAN de la boîte 4038917083263
Code EAN du carton
d'emballage 4038917079860

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

