



Spécification de produit

Réceptacle d'expédition, marron, forme : rond, avec matériau absorbant, longueur : 126 mm, Ø orifice : 30 mm, sans bouchon

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	78.898.300
Description d'article	Réceptacle d'expédition, rond, marron, forme : rond, avec matériau absorbant, longueur : 126 mm, Ø orifice : 30 mm, sans bouchon, 50 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Exemple d'utilisation	Emballage secondaire conforme à l'instruction P650
Matériau absorbant	oui
Forme de l'ouverture	rond
Étanchéité aux liquides	oui

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	30 mm
Longueur du produit	126 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Réceptacle d'expédition, marron, forme : rond, avec matériau absorbant, longueur : 126 mm, Ø orifice : 30 mm, sans bouchon

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit marron

Pureté et certification

Satisfait les exigences P 650, ADR
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 250
pièces / pallet 7500
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 358 mm
Hauteur du carton 325 mm
Volume du carton 0.0463 cbm
Poids du produit 0.0144 kg
Poids du carton 4.17 kg
Code EAN de la boîte 4038917123709
Code EAN du carton d'emballage 4038917018906

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT