



## Spécification de produit

**Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)**

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	05.1147.028
Description d'article	Monovette® Gaz du Sang, préparation : héparine de lithium saturée en calcium, volume nominal : 2 ml, bouchon blanc/orange, étiquette/impression: transparent/orange, raccord : Luer (m), (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, avec adaptateur à membrane assemblé, 1 pièce(s)/blister, stérile, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	artériel et veineux
Type de préparation	héparine de lithium saturée en calcium
Concentration de préparation	50 UI/ml sang
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/orange
Graduation	graduation maximale
Version	adaptateur à membrane assemblé
Domaine d'application	analyse des gaz du sang

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)**

**Page 2**

Raccord Luer (m)

### **Dimensions**

Volume nominal	2 ml
Diamètre	11 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	66 mm
Longueur avec bouchon et tige	100 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc/orange
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	18000
Profondeur du carton intérieur	351 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	578 mm
Largeur du carton	368 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)**

**Page 3**

Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0415 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	3.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917280679
Code EAN du carton d'emballage	4038917280662

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**