



## Spécification de produit

**Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)**

Page 1



### Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 05.1147   |
| Description d'article | Monovette® Gaz du Sang, préparation : héparine de lithium saturée en calcium, volume nominal : 2 ml, bouchon blanc/orange, étiquette/impression: transparent/orange, raccord : Luer (m), (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, 50 pièce(s)/carton, stérile, 50 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.11   |

### Caractéristiques du produit

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Type de prélèvement          | artériel et veineux                    |
| Type de préparation          | héparine de lithium saturée en calcium |
| Concentration de préparation | 50 UI/ml sang                          |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette plastique               |
| Couleur impression/étiquette | transparent/orange                     |
| Graduation                   | graduation maximale                    |
| Domaine d'application        | analyse des gaz du sang                |
| Raccord                      | Luer (m)                               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)**

Page 2

### Dimensions

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 2 ml   |
| Diamètre                      | 11 mm  |
| Longueur avec bouchon         | 82 mm  |
| Longueur sans bouchon         | 66 mm  |
| Longueur avec bouchon et tige | 100 mm |

### Matériau et coloris

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit            | transparent                        |
| Matériel de fermeture         | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon            | blanc/orange                       |
| Matériau de la tubulure       | Polypropylène (PP)                 |
| Matériau du piston            | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS)                   |

### Pureté et certification

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE          | CE                       |
| Label de pureté      | stérile                  |
| Stérilisation        | Irradiation électronique |
| Alloti               | oui                      |

### Conditionnement

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Minimum order qty.             | 500        |
| Type d'emballage intérieur     | carton     |
| pièces / boîte                 | 50         |
| pièces / carton                | 500        |
| pièces / pallet                | 56000      |
| Profondeur du carton intérieur | 145 mm     |
| Largeur du carton intérieur    | 108 mm     |
| Hauteur du carton intérieur    | 63 mm      |
| Profondeur du carton           | 333 mm     |
| Largeur du carton              | 303 mm     |
| Hauteur du carton              | 125 mm     |
| Volume du carton               | 0.0126 cbm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)**

**Page 3**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Poids du produit               | 0.0042 kg     |
| Poids du carton                | 2.64 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917085458 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917004121 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**