



### **Description d'article**

Numéro de commande	51.931.100
Description d'article	Set de capillaires pour gaz du sang, préparation : héparine de lithium saturée en calcium, volume nominal : 100 µl, (L x Ø) : 100 x 2,05 mm, composants du kit : 1000 capillaires plastique PET 100 µl (4 x 250 unités REF 19.930.100), 2000 bouchons blancs (4 x 500 unités REF 65.935.205) et 1000 bâtonnets de mélange (4 x 250 unités REF 95.936), 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	héparine de lithium saturée en calcium
Concentration de préparation	70 UI/ml sang
Domaine d'application	analyse des gaz du sang

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	100 µl
Diamètre	2.05 mm
Longueur du produit	100 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Matériel de fermeture	Élastomères thermoplastiques (ETP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	16
pièces / pallet	432
Profondeur du carton	778 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.816 kg
Poids du carton	17.11 kg
Code EAN de la boîte	4038917234375
Code EAN du carton d'emballage	4038917234368

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

