



Description d'article

Numéro de commande	65.935.205
Description d'article	Bouchon 1,60-2,10 mm pour capillaires pour gaz du sang 100 µl / 125 µl, blanc, analyse des gaz du sang, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Domaine d'application	analyse des gaz du sang
Compatible avec	capillaires pour gaz du sang 100 µl / 125 µl

Matériau et coloris

Matériau du produit	Élastomères thermoplastiques (ETP)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon 1,60-2,10 mm pour capillaires pour gaz
du sang 100 µl / 125 µl, blanc

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	32000
pièces / pallet	2560000
Profondeur du carton	378 mm
Largeur du carton	288 mm
Hauteur du carton	180 mm
Volume du carton	0.0196 cbm
Poids du produit	0.0002 kg
Poids du carton	8.42 kg
Code EAN de la boîte	4038917234559
Code EAN du carton d'emballage	4038917234542

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT