



Description d'article

Numéro de commande	95.936
Description d'article	Bâtonnet de mélange pour capillaires pour gaz du sang, (L x Ø) : 9 x 1 mm, accessoires pour Monovette® Gaz du sang, 250 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Domaine d'application	accessoires pour Monovette® Gaz du sang
Compatible avec	capillaires pour gaz du sang

Dimensions

Diamètre	1 mm
Longueur du produit	9 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit métal

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 250

Type d'emballage intérieur boîte

pièces / boîte 250

pièces / carton 41250

pièces / pallet 412500

Profondeur du carton 268 mm

Largeur du carton 191 mm

Hauteur du carton 100 mm

Volume du carton 0.0051 cbm

Poids du produit 0.0001 kg

Poids du carton 2.43 kg

Code EAN de la boîte 4038917234610

Code EAN du carton
d'emballage 4038917234603

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

