



Description d'article

Numéro de commande	77.1515
Description d'article	Récipient d'élimination, 2 l, transparent, étiquette/impression: jaune/noir, matériau : PP, ouverture : rond, hauteur : 245 mm, cape plate, Ø de cape : 82 mm, bouchon : jaune, 30 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	jaune/noir
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme de l'ouverture	rond

Dimensions

Volume max.	2 l
Diamètre	116 mm
Diamètre du fond	105 mm
Diamètre du couvercle	82 mm
Diamètre de l'ouverture	71 mm
Hauteur du produit	245 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	30
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	30
pièces / carton	30
pièces / pallet	360
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	515 mm
Volume du carton	0.1152 cbm
Poids du produit	0.125 kg
Poids du carton	4.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917086813
Code EAN du carton d'emballage	4038917005319

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

