



## **Description d'article**

Numéro de commande	77.3897.030
Description d'article	Réceptif d'élimination, Multi-Safe euroMatic® , 3.000 ml, jaune, carré, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP, ouverture : oval, hauteur : 185 mm, Fermeture automatique, couvercle (L x l) : 164 x 164 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 55 pièce(s)/carton
UN identification	oui

## **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Bouchon	Fermeture automatique
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

Volume max.	3000 ml
Diamètre du fond	132 mm x 132 mm
Diamètre de l'ouverture	110 mm x 60 mm
Hauteur du produit	185 mm

## **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

## **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

## **Conditionnement**

Minimum order qty.	55
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	55
pièces / carton	55
pièces / pallet	495
Profondeur du carton	392 mm
Largeur du carton	514 mm
Hauteur du carton	802 mm
Volume du carton	0.1616 cbm
Poids du produit	0.2835 kg
Poids du carton	17 kg
Code EAN de la boîte	4038917332897
Code EAN du carton d'emballage	4038917332880

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

