



## Description d'article

Numéro de commande	77.3897.270
Description d'article	Réceptif d'élimination, Multi-Safe euroMatic® , 7.000 ml, jaune, carré, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, marquage biohazard, matériau : PP, ouverture : oval, hauteur : 390 mm, Fermeture automatique, couvercle (L x l) : 164 x 164 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 34 pièce(s)/carton
UN identification	oui

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Bouchon	Fermeture automatique
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	7000 ml
Diamètre du fond	132 mm x 132 mm
Diamètre de l'ouverture	110 mm x 60 mm
Hauteur du produit	390 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	34
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	34
pièces / pallet	306
Profondeur du carton intérieur	392 mm
Largeur du carton intérieur	514 mm
Hauteur du carton intérieur	802 mm
Profondeur du carton	802 mm
Largeur du carton	392 mm
Hauteur du carton	514 mm
Volume du carton	0.1616 cbm
Poids du produit	0.5228 kg
Poids du carton	19 kg
Code EAN de la boîte	4038917963046
Code EAN du carton d'emballage	4038917963053

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

